

BİKAR STERİL GAZ KOMPRES



TÜRK FARMAKOPESİ T.F. 1974 UYGUN PAMUK İPLİĞİNDEN DOKUNMUŞTUR

10 X 14 CM EBADINDA, 25- 50 VE 100 PARÇALIK AMBALAJLARDA ÜRETİLMEKTEDİR.

GAZ HİDROFİL TÜLBENTİ TÜRK FARMAKOPESİ 1974 E UYGUN PAMUK İPLİĞİNDEN DOKUNMUŞTUR.

ATKI VE ÇÖZGÜ TELİ SAYISI TOPLAM 20 TELDİR.

GAZ HİDROFİL TÜLBENTİ 10 X 14 CM EBADINDA KESİLİR, 25, 50 VE 100 PARÇA HALİNDE HUTBAH KÂĞIDI İLE HAVA ALMAYACAK ŞEKİLDE KAPLANIR, ÜZERİNE OTOKLAV BANDI YAPIŞTIRILIR VE TROMELLERE YERLEŞTİRİLİR

OTOKLAVDA 2 ATMOSFER BASINÇ ALTINDA 121° C DE 25 DAKİKA BEKLETİLMEK SURETİYLE STERİLİZE EDİLİR.

İÇ AMBALAJ ÜZERİNE YAPIŞTIRILAN OTOKLAV BANDININ ÜZERİNDE BULUNAN ÇİZGİNİN NORMALDE BEYAZ OLAN RENGİ OTOKLAVDAKİ ISI VE BASINÇ ETKİSİ İLE KAHVERENGİ VEYA SİYAH RENK DEĞİŞİMİNE UĞRAR. BU DURUM ÜRÜNÜN STERİLİZE EDİLDİĞİNİ KANITLAR.

STERİLİZE EDİLEN GAZ KOMPRESLER TEMİZ ODADA (KLAS C SINIFINDA) POLİETİLEN MALZEME İLE KAPLANIR KUTULANIR KUTULARIN ÜZERİ TEKRAR POLİETİLEN MALZEME İLE KAPLANIR BU ŞEKİLDE ÜRÜNÜN STERİLİTESİ RUTUBET, NEM, TOZ, KİR VE BENZERİ HER TÜRLÜ DIŞ ETKİLERE KARŞI SON KULLANMA TARİHİNE KADAR KORUNUR.

STERİLİZE EDİLEN BEZLER 8 GÜN SURE İLE İNKÜBASYON EDİLEREK STERİLİTE TESTİNE TABİ TUTULUR,

